


Rehabilitation Treadmill


リハビリテーション専用トレッドミル

医療・介護現場の声をカタチにした
業界初のカスタマイズ可能な
リハビリ専用トレッドミル




豊富なオプションで
ご要望にお応えします


理学療法士様が操作しやすいパネル位置



スポーツ仕様で進んだリハビリに




手摺の高さも自由自在



手摺幅も調整でき、車椅子からの乗り入れに

基本モデルからの多様な展開


■基本モデル




■基本モデル+フロント支柱+操作パネル



■基本モデル+前・サイド手摺+操作パネル




■基本モデル+フロント支柱+サイド手摺+手摺操作ボタン+操作パネル




3つの特長

+ 低床設計




走行面の高さ70mmを実現し、どなたでも乗り降りしやすい低床設計。高齢者や歩行障害者の方にも安心感を与え、車椅子からの乗り降りも容易です。

+ 安心・安全



1700mmの長さの走行面により、十分な空間を確保し、理学療法士様の余裕をもった介助や補助動作を可能にします。

+ 高品質・高性能



使用者に合わせた最小0.1km/hからの細やかな速度設定により、最適な歩行リハビリテーションを提供いたします。

OHTAKEが提供するジャパンクオリティ

一貫した国内生産にこだわり提供する高い品質は、木材の買い付けから始まります。走行板には国産天然木を使用し、木材特有の滑らかな走行性を実現しました。対摩耗性に優れ、設置後の潤滑剤の塗布も不要なことから、長期間に渡りメンテナンスフリーでの使用が可能です。

基本仕様

型格	仕様
外形寸法(mm)	(W)886×(L)2422mm
走行面(mm)	(W)640×(L)1700mm
高さ(mm:設置面より)	(H)約70mm
重量(基本モデル:kg)	120kg
駆動方式	ACサーボモーター
入力電源	単相AC200v
負荷荷重(許容体重)	150kg
非常停止	引き紐式、押しボタン式
速度	0.1~16km/h(0.1km/h毎)
傾斜	0~15%(0.5%毎) 度数換算:0~約8.5°
距離、時間表示	km、時・分・秒

OHTAKE Showroom Sendai



OHTAKEのトレッドミルを展示しております。見て、触れて、ご体感ください。

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央2丁目9-10
セントレ東北ビル1F
TEL 022-281-8481 (要予約)

Treadmill 大武・ルート工業

<https://ohtake-root.co.jp>

